



Dieses mobile Behandlungsgerät besticht durch seine ergonomische Formgebung und schlichte Eleganz. Egal ob Neueinrichtung oder Praxismodernisierung, das „[Galaxy - CART](#)“, passt sich jeder Situation an.

Gegenüber vielen anderen Behandlungseinheiten kann dieses Gerät flexibel in verschiedenen Behandlungsräumen eingesetzt werden. Galaxy verfügt über eine interne Versorgungseinheit mit eigenem Spannungswandler. Die Wasser / Luft – Versorgung erfolgt hier lediglich durch Schnellkupplungen, sowie 230V Stecker.

Eine Festinstallation an vorhandener Bodendose ist ebenfalls möglich.

Neben der Wasser / Luft – Spritze kann das Gerät mit vier weiteren, frei wählbaren Instrumenten, ausgestattet werden.

### Ausstattungsöglichkeiten:

- Lichtturbinenanschluss
- Lichtmikromotor NSK - NBX/**LED**
- Zahnsteinentfernungsgerät Satelec / EMS
- Wasser / Luftspritze
- Internes Wassersystem ( Clean – Water )



### Preisbeispiel Kart Galaxy:

- 1 Stk. Wasser / Luftspritze Luzzani
- 1 Stk. Licht-Turbinenschlauch
- 1 Stk. Licht-Mikromotor NSK–NBX/**LED**
- 1 Stk. Fußanlasser mit Vorwahlmöglichkeiten
- 1 interne Versorgungseinheit mit Verbindungsschlauch

**Preis zzgl. MwSt. € 5.450.—**

### Optionen:

- 1 Stk. Licht-Mikromotor NSK-NBX/**LED** € 1.750.-- **zzgl. MwSt.**
- 1 Stk. ZEG Satelec Typ Newtron € 1.650.-- **zzgl. MwSt.**
- 1 internes Wassersystem € 450.-- **zzgl. MwSt.**