



Seit über **25 Jahren** ist der Can – Can Behandlungsstuhl auf dem deutschen Dentalmarkt heimisch. Seine solide Bauweise sowie das flexible Einsatzspektrum zeichnen diese Behandlungsliege aus. Die bewährte Polsterung der Liegefläche garantiert eine bequeme Lagerung des Patienten. Beide Armlehnen lassen sich durch einen kleinen „Dreh“ montieren oder entfernen. Das Fußteil kann im Bedarfsfall als Stütze in eine waagerechte Position gebracht werden. Die anatomisch geformte Doppelgelenkkopfstütze gewährleistet eine sichere Kopflagerung und ermöglicht so dem Behandler eine stressfreie Behandlung auch in schwer zugänglichen Situationen.

Der **Can – Can 2100ED** verfügt über eine doppelt angebrachte Fußbedienung für Behandler und Assistent, sowie mittig die Taste zum Abruf der vier vorab programmierten Arbeitspositionen.

Seitliche Adaptionmöglichkeiten ermöglichen das Anbringen von Behandlungsgeräten, Speifontänen, Trays etc.



Ausstattungsöglichkeiten

Can – Can 2100 ED	Basismodell
Can – Can 2100 ED/T	Trendelenburg Position
Can – Can 2100 ED/W	Aktivierbares Rollensystem

Technische Daten

Bodenplatte:	50 X 92 cm
Breite:	65 cm
Max. Höhe:	87 cm
Min. Höhe:	46 cm
Länge:	190 – 210 cm
Gewicht:	117 Kg
Motor:	230V/60Hz 320W 1A
Motor:	230V/60Hz 215W 1A



Armauflage für Behandler (Option)