

POLARIS®

LED Behandlungsleuchte NG

Technische Daten:

Spannung: 17V – 24V AC
Leistung: 20 W
Lichtfeld: 140mm X 70mm
Lichtstärke: 8.000 – 35.000Lux
Farbtemperatur: 4.200 – 6.000 Kelvin



Die Behandlungsleuchte „ **Polaris NG** „ ist das Ergebnis von stylistischer Eleganz, gepaart mit zukunftsweisender Technologie. **10 LED's** sorgen für ein optimales rechteckiges Sichtfeld von 140mm X 70mm. Das Lichtfeld ist schattenfrei, frei von UV – Strahlen, und erzeugt keine Wärme. Beleuchtungsstärke und Lichttemperatur können jederzeit auf die aktuelle Behandlungssituation abgestimmt werden. Die Einstellmöglichkeit dieser beiden Faktoren ermöglicht einen optimalen Farbkontrast bei weichem Gewebe. Der Lampenkopf lässt sich in drei Ebenen exakt justieren.

Polaris NG verfügt über einen „ Ein/Aus“ - Sensor, sowie abnehmbare und autoklavierbare Griffe (134° C)

Die Lebensdauer der LED's beträgt ca. 45.000 Betriebsstunden.

Für die Wand-, Decken- oder Bodenmontage steht entsprechendes Montagematerial zur Verfügung.

Farben: RAL 9002 / RAL 9010

Polaris NG - Gerätemodell:

Preis zzgl. MwSt. € 1.990.—

Polaris NG - Deckenmodell

Preis zzgl. MwSt. € 2.490.—

