



Die **Noble Light** Laborleuchten sind in verschiedenen Größen lieferbar, und sind zum Arbeitsfeld hin mit einer Hartglasscheibe gegen Staub und Hitze (Bunsenbrenner) ausgestattet. Die Farbtemperatur der Leuchtstoffröhren beträgt bei allen Systemen 6500 Kelvin. Die Beleuchtungsstärke ist abhängig von der Größe der verschiedenen Leuchten. Alle Leuchten sind pulverbeschichtet in der Farbe RAL 9010 (reinweiß). Andere Farben sind gegen Aufpreis lieferbar. Die Lampenmontage erfolgt abgehängt mittels Drahtseilen von der Decke, bzw. durch spezielles Tischstativ mit Ablagen für Arbeitsschalen.

Lieferbare Modelle: (L X B X H)

NL 224 LAB

660 x 270 x 54 mm
Röhren: 2 X 24W
Beleuchtungsstärke 3500 Lux / 0,6m
Preis zzgl. MwSt. € 490.—

NL 239 LAB

960 x 270 x 54 mm
Röhren: 2 X 39W
Beleuchtungsstärke: 4900 Lux / 0,6m
Preis zzgl. MwSt. € 630.—

NL 254 LAB

1260 x 270 x 54 mm
Röhren: 2 X 54W
Beleuchtungsstärke: 6500 Lux / 0,6m
Preis zzgl. MwSt. € 790.—



Seile zur Deckenmontage sind in den angegebenen Preisen enthalten. Tischstative lieferbar gegen Aufpreis.