



*Noble Light LED U 220 D / ID*

#### TECHNISCHE DATEN:

Bezeichnung:	LED Umfeldbeleuchtung - spezialangefertigte Zahnarztbeleuchtung.
Größe:	Außenabmessungen: L=1380 mm, B=1230 mm, H=50 mm.
Gewicht:	15 kg.
Material:	Aluminiumprofile. Reflektoren aus reinem, 99,99 prozentigem Aluminium. Die Armaturen werden mit bester Farbwiedergabe geliefert. LED 5800K RA >82.
Farbe:	Reinweiß, RAL 9010
Stromanschluss:	LED 12 V, power supply 230 V einschl. 2,5 m Kabel mit Netzstecker.
Stromverbrauch:	151 W ( D ) / 191 W ( ID )
Beleuchtungsstärke:	ca. 3600 lux, dimmbar.
Blendschutz:	Vollreflexraster für maximale Lichtausbeute. Die Armaturen sind mit einem IR-Filter versehen, um eine Wärmeabstrahlung nach unten zu verhindern.
Aufhängung:	Drahtseil - 4 Stk. HINWEIS: Für die Montage wird kein Werkzeug benötigt.
Umwelt/Recycling:	Das gesamte Material der Armaturen kann wiederverwendet werden.

Computerberechnete Reflektoren aus Aluminium mit Kühlkörpern für maximale Lichtausbeute.

Energiesparende LED, durchschnittliche Lebensdauer über 50 000 h.  
Ausgezeichnete Farbwiedergabe, - LED 5800K RA >82.

Oberlicht - angenehmeres Raumempfinden.

Die Form des Blendschutzes ist äußerst wichtig. Durch plane Oberflächen auf der Rasteroberseite wird Licht dennoch bis zu 30 % absorbiert. Der Blendschutz von Noble Light liefert durch seine optische Form eine optimale Lichtausbeute.

Die Armaturen sind mit einem IR-Filter versehen, um eine Wärmeabstrahlung nach unten zu verhindern.

Das geringe Gewicht und die neue Halterung für Drahtaufhängung ermöglichen eine einfache Montage für alle Deckenhöhen.



## PREISE

Noble Light LED U 220 D --- € 1.990.-- zzgl. MwSt ( ohne Auflicht )

Noble Light LED U 220 ID --- € 2.300.-- zzgl. MwSt ( mit Auflicht )