

Euroseal


Ein Folienschweißgerät der Spitzenklasse. Die kompakte und ergonomische Bauweise erlaubt auch bei längeren Einsätzen ein stress- und ermüdungsfreies Arbeiten.

Der ausziehbare Rollenhalter erspart den lästigen Rollenwechsel bei unterschiedlichen Rollengrößen.

Bei geringem Platzangebot kann der Rollenhalter auch auf die Wand montiert werden. So benötigt man zum einschweißen eine Fläche von lediglich 30 cm Tiefe.


Eine im Rollenhalter integrierte Rücklaufsperrung verhindert das ständige Neueinfädeln der Folien.

Optische und akustische Signale gestalten das Arbeiten noch angenehmer.



Technische Daten

- Geräteabmessungen:
- B 440 X H 200-420 T 300-390mm
- Gewicht: 7,1 Kg
- Spannung: 230V / 50Hz
- Leistung: 100W
- Nahtbreite: 12 X 310mm



Im Lieferumfang sind 3 Sterilisationsrollen je 100m enthalten (55 / 75 / 100mm Breite)

Preis zzgl. MwSt. € 474.—