



Dieses mobile Behandlungsgerät besteht durch seine zeitlose Formgebung und schlichte Eleganz. Egal ob Neueinrichtung oder Praxismodernisierung, das „Trend – Cart „ passt sich jeder Situation an.

Gegenüber vielen anderen Behandlungseinheiten ist dieses Gerät komplett aus Metall gefertigt. Die Instrumentenablage besteht aus gefrästem Vollkunststoff.

Die Steuerung der Instrumente und Bohrantriebe erfolgt durch eine solide Luftsteuerung, die einen störungsfreien Betrieb, auch über Jahre hinweg, gewährleistet.

Lieferbar ist dieses Behandlungsgerät als L – Cart, komplett mit Luft betriebenen Instrumenten bestückt oder als E – Cart, mit elektrisch betriebener Instrumentenausstattung.

Neben der Wasser / Luft – Spritze kann das Gerät mit vier weiteren, frei wählbaren Instrumenten, ausgestattet werden.

Die Drehzahl der Mikromotoren, sowie die Arbeitsleistung des Zahnsteinentfernungsgerätes, sind programmierbar.

Ausstattungsöglichkeiten:

- Lichtturbine
- Lichtmikromotor mit Kollektor
- Lichtmikromotor kollektorlos
- Ultraschall – ZEG ohne Licht
- Ultraschall – ZEG mit Licht
- Wasser / Luftspritze 3 / 6 Funktionen
- Röntgenfilmbetrachter
- Chirurgie - Set (Pumpe für Kochsalzlösung)
- Internes Wassersystem (Clean – Water)

Kombinationsmöglichkeit:

