

Aquadist

Der Aquadist bereitet Leitungswasser in destilliertes Wasser auf, und macht Sie so unabhängig von zeitaufwendigem Zukauf.

Das aufzubereitende Wasser wird hier nicht nur auf 100° C erhitzt, es durchläuft auch noch einen Aktivkohlefilter, der Verunreinigungen zu 99% herausfiltert.

Das so gewonnene „Reinstwasser,“ ist somit ideal zum Betrieb moderner Autoklaven.

Das Fassungsvermögen beträgt etwa 3,8L Wasser. Die Aufbereitungszeit beträgt ca. 5-6 Std.



Technische Daten

Abmessung: Ø 23cm H 36cm
Spannung: 230V 50Hz
Leistung: 580W
Kapazität: 4L

Lieferumfang

Auffangbehälter
Aktivkohlefilter
Reinigungspulver