



Dieses Gerätecart ist ein „Muss“ für den MKG / Oral – Chirurg, der seine externen Behandlungsgeräte zentral und kompakt als Gerätecenter einsetzen möchte, und dabei auf eine Luft – Wasser – Spritze nicht verzichten will. Die solide und absolut standfeste Bauweise zeichnen dieses Gerät aus. Der Geräteschwerpunkt ist hier so gesetzt, dass an der linken Geräteseite ein schwenkbarer Trayarm mit abnehmbarem Traytablett angebracht werden kann.

Das Basisgerät verfügt über drei Geräteablagen, wobei die beiden unteren Konsolen individuell in der Höhe dem jeweilig zu platzierenden Gerät angepasst werden kann.

Ein in der Gerätesäule integrierter Kabelkanal dient zur Aufnahme der notwendigen Strom / Anschluss – Leitungen, so dass der unansehnliche „Kabelwirrwarr“ erst gar nicht entsteht.

Auf der Geräterückseite befindet sich die Steckdosenleiste mit drei Steckdosen zur Stromversorgung der platzierten Geräte.

Weiterhin ist hier sehr gut zugänglich die Wasserflasche zur Versorgung der Luft – Wasserspritze platziert. Die Füllstand – Kontrolle erfolgt somit jederzeit einfach durch Sichtkontakt.

Die beiden gut sichtbaren Manometer dienen zur Kontrolle des eingestellten Luftdrucks, der zum Betrieb der Luft – Wasserspritze notwendig ist.

Geräteanschluss:
Steckdose 230V – 50Hz
Druckluft mit Schnellverschluss



Technische Angaben:

Anschluss: 230V – 50Hz
Luftdruck: 2 – 6 Bar
Flascheninhalt: 1L
Gewicht: 34Kg
Höhe: 100cm

Abmessungen:

Oberes Tablett: 360 X 450mm
Mittleres Tablett: 300 X 360mm
Unteres Tablett: 250 X 280mm
(Andere Abmessungen möglich)