

Mobiles Absaugsystem ASPI – JET



Aspi – Jet 6 ist eine mobile Absaugereinheit und benötigt zum Betrieb lediglich eine 230V Steckdose.

Das autarke System beinhaltet einen leistungsstarken Saugmotor mit Separierung, sowie einen Sekretbehälter mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern. Dies gewährleistet auch längere Eingriffe ohne zwischenzeitliche Arbeitsunterbrechungen.

Der integrierte Saugmotor arbeitet äußerst geräuscharm, und erzeugt einen Unterdruck von bis zu 130 mbar.

Das starke Saugvolumen erreicht eine Flussleistung von ca. 1.250 l/min.

Ausgestattet ist das Gerät mit einem großen und zwei kleinen Saugschläuchen. Die autoclavierbaren Handstücke sind regelbar.

Saugschläuche sind beim Austausch als kostengünstige Meterware erhältlich.

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten:

- **Aspi – Jet 7**
mit Abfluss – Anschluss (Pumpe)
- **Aspi – Jet 8**
wie Aspi – Jet 7, mit Becherfüller
- **Aspi – Jet 9**
wie Aspi – Jet 8, mit Speischale

Technische Daten:

Spannung:	230V / 50-60Hz
Motorleistung:	0.4 KW
Max – Vacuum:	130 mb
Saugleistung:	1.250l/min
Geräuschpegel:	65 dB (A)
Maße: mm	H 760 B 500 T 560