



Technische Daten:

Spannung: 17V – 24V / AC
 Leistung: 23 W
 Lichtfeld: 170 X 85mm
 Lichtstärke: 3.000 – 50.000Lux
 Farbtemperatur: 5.000 Kelvin
 Lichtfeld: 180mm X 90mm



Die Behandlungsleuchte „ALYA“ verfügt über zwei LEDs im Mittelteil des Lampenkopfes, die einen doppelten Lichtfluss auf zwei Parabeln richten. Diese hochreflektierenden Flächen bündeln das Licht und schaffen so ein exakt festgelegtes Lichtfeld. Über einen berührungslosen Sensor wird die Lampe ein- bzw. ausgeschaltet. Eine Elektronik merkt sich die über einen Dimmer eingestellte Lichtintensität.

Zum Arbeiten mit lichthärtenden Kunststoffen wird die Beleuchtungsstärke auf 3000 Lux begrenzt (one touch Funktion) um nach Beendigung wieder zu der zuvor eingestellten Lichtstärke zurück zu kehren.

Beide Handgriffe sind abnehmbar und können bei einer Temperatur von 134° C sterilisiert werden.

Die Beleuchtungsstärke ist regelbar zwischen 3.000 - 50.000 Lux.

Für die Wand-, Decken- oder Bodenmontage steht entsprechendes Montagematerial zur Verfügung.

Farben: RAL 9002 / RAL 9010

Alya LED-Lampe (Gerätemodell)

Preis zzgl. MwSt. € 2.250.—