



Linea 2 – Schwebetischversion

Kompakte, bodenmontierte Behandlungseinheit, die sich auch in kleineren Räumen problemlos integrieren lässt. Linea 2 kann mit jedem vorhandenem Behandlungsstuhl kombiniert werden.

Die Anschlüsse für die Wasser – Luft – 230V Spannungsversorgung befinden sich im Gerätesockel.

### **Speifontäne:**

Wahlweise vorbereitet für Nass / Trocken – Absaugung.

Die Basisausstattung besteht aus einem Keramikspeibecken sowie Becherfüller, beides über Zeitglied gesteuert, zwei Saugschläuchen ( groß / klein ), Folientastatur sowie Aufnahme für Behandlungsleuchte, Traytablett oder Schwebetisch.

**Behandlungseinheit:** Schwebetisch oder Cart – Version.

### Ausstattungsöglichkeiten:

- Lichtturbine
- Lichtmikromotor mit Kollektor
- Lichtmikromotor kollektorlos
- Ultraschall – ZEG ohne Licht
- Ultraschall – ZEG mit Licht
- Wasser / Luftspritze 3 / 6 Funktionen
- Röntgenfilmbetrachter
- Chirurgie - Set ( Pumpe für Kochsalzlösung )
- Internes Wassersystem ( Clean – Water )



Linea 2 Cartversion