

# NSK - Surgic Pro<sup>+</sup> Komplettsets



## **Mit Licht:** bestehend aus:

Steuergerät ohne Datensicherung - SGL70M LED – Mikromotor - FC – 78 Fußsteuerung  
X – SG20L Licht – Winkelstück ( 20:1 Untersetzt ) - 5Stk. Kühlmittelschläuche - Zubehör

Preis zzgl. MwSt. € 3.490.—

## **Ohne Licht:** bestehend aus:

Steuergerät ohne Datensicherung - SG70M Mikromotor ohne Licht - FC – 78 Fußsteuerung  
SG20 Winkelstück ( 20:1 Untersetzt ) - 5Stk. Kühlmittelschläuche - Zubehör

Preis zzgl. MwSt. € 2.620.—

## **Mit Licht und Datensicherung:** bestehend aus:

Steuergerät mit Datensicherung - SGL70M LED – Mikromotor - FC – 78 Fußsteuerung  
X – DSG20L zerlegbares Licht – Winkelstück ( 20:1 Untersetzt ) - 5Stk. Kühlmittelschläuche  
USB – Schnittstelle - Memory – Kapazität: 100 Min. - weiteres Zubehör

Preis zzgl. MwSt. € 3.670.—

## Eigenschaften:

Stromversorgung 230V – 50-60Hz - Max. Pumpenleistung 75ml/Min. - 8 Programme  
Masse: BxHxT – 265x220x100mm - Drehmoment 5-80 Ncm - Drehzahl 200-40.000 U/Min.  
LED – Mikromotor ca. 32.000 Lux

## Fußsteuerung:

Programmwahl – Taste - Pedal zur Drehzahlkontrolle - Taste – Kühlmittelmenge  
Taste – rechts / Linkslauf