



Mit Licht: bestehend aus:

Steuereinheit - Handstück mit Licht - FC – 51 Fußsteuerung (zertifiziert)
 Sterilisationskassette - Handstückablage - 5Stk. Kühlmittelschläuche - Basis – S Kit
 (6 Stk. Ansätze und Aufsatzhalter) - Weiteres Zubehör

Preis zzgl. MwSt. € 4.490.—

Ohne Licht: bestehend aus:

Steuereinheit - Handstück ohne Licht - FC – 51 Fußsteuerung (zertifiziert)
 Sterilisationskassette - Handstückablage - 5Stk. Kühlmittelschläuche - Basis – S Kit
 (6 Stk. Ansätze und Aufsatzhalter) - Weiteres Zubehör

Preis zzgl. MwSt. € 3.890.—

Eigenschaften:

Stromversorgung 230V – 50-60Hz - Pumpenleistung 9 - 90ml/Min. - Frequenz: 28 – 32 KHz
 3 Programme (Surg x 5 – Endo x 2 – Pero x 2) Masse: BxHxT – 265x220x100mm

Fußsteuerung: (zertifiziert)

Wasser: An / Aus - Oszillation: An / Aus - Programmsteuerung: Vor / Zurück