

# NSK Chirurgie Hand und Winkelstücke



Ti – Max X-SG93L  
Ti – Max X-SG93

Lichtwinkelstück Übersetzung 1:3 ( 120.000 U/min ) externe Kühlung € 760.—  
ohne Licht Übersetzung 1:3 ( 120.000 U/min ) externe Kühlung € 590.—



Ti – Max X-SG25L

Lichtwinkelstück Übertragung 1:1 ( 40.000 U/min ) externe Kühlung € 520.—



Ti – Max X-SG20L

Lichtwinkelstück Untersetzung 20:1 ( 2.000 U/min ) doppelte Kühlung € 755.—



Ti – Max X-DSG20L  
( Zerlegbar )

Lichtwinkelstück Untersetzung 20:1 ( 2.000 U/min ) doppelte Kühlung € 840.—

Ti – Max X-DSG20  
( Zerlegbar )

ohne Licht Untersetzung 20:1 ( 2.000 U/min ) doppelte Kühlung € 680.—



SGM-ER16i  
SGM-ER20i  
SGM-ER32i  
SGM-ER64i  
SGM-ER256i

ohne Licht Untersetzung 16:1 ( 2.500 U/min ) doppelte Kühlung € 390.—  
ohne Licht Untersetzung 20:1 ( 2.000 U/min ) doppelte Kühlung € 390.—  
ohne Licht Untersetzung 32:1 ( 1.250 U/min ) doppelte Kühlung € 430.—  
ohne Licht Untersetzung 64:1 ( 625 U/min ) doppelte Kühlung € 430.—  
ohne Licht Untersetzung 256:1 ( 156 U/min ) doppelte Kühlung € 470.—



Ti – Max X-SG65L  
Ti – Max X-SG65

mit Licht  
ohne Licht

Übertragung 1:1 ( 40.000 U/min ) externe Kühlung  
Übertragung 1:1 ( 40.000 U/min ) externe Kühlung

€ 615.—  
€ 385.—



SGS-ES

ohne Licht

Übertragung 1:1 ( 40.000 U/min ) externer Sprayclip

€ 305.—



SGS-E2S

ohne Licht

Übersetzung 1:2 ( 80.000 U/min ) externer Sprayclip

€ 625.—



SGA-ES

ohne Licht

Übertragung 1:1 ( 40.000 U/min ) externer Sprayclip

€ 415.—



SGA-E2S

ohne Licht

Übersetzung 1:2 ( 80.000 U/min ) externer Sprayclip

€ 680.—

Alle Preisangaben zzgl. gültiger Mehrwertsteuer