

Pulverstrahlgerät Prophy APII

Kompaktes und leistungsstarkes Pulverstrahlgerät zur Entfernung von Zahnbelägen und Verunreinigungen mittels Calciumbicarbonat.

Dieses Gerät passt auf jeden Tray – Tisch und wird lediglich mit dem Turbinenschlauch verbunden. Die Inbetriebnahme erfolgt über den Fußanlasser des Behandlungsgerätes.

Es sind keine weiteren Anschlüsse bzw. Installationen notwendig.

Das Reinigungspulver wird, sehr leicht zugänglich, von oben in das Gerät eingefüllt. Durch Betätigen des Fußanlassers gelangt das Pulver nun zur Handstückspitze, wo es sich mit Wasser vermischt. Dieser nun entstandene Spray entfernt zuverlässig und schonend Zahnbeläge und Verunreinigungen.

Die Pulver- und Wassermenge kann individuell eingestellt werden.

Die Handstückspitze ist bei 134° C autoklavierbar.



Technische Daten:

- Luftdruck: 3 – 7 Bar
- Wasserdruck: 0.5 Bar
- Maße: L=120 B=85 H=70mm
- Gewicht: 750Gr.
- Schlauchanschluss. 4-Loch Midwest



Preis zzgl. MwSt. € 399.--