

Kabellose LED – Lichthärtelampe E – Morlit

Power – Licht / 1600 mw/cm²



Diese elegante LED – Lichthärtelampe besticht durch ihre anatomische Formgebung sowie ihr elegantes Design.

Bei einem Gewicht von nur **200 gr.** inkl. Lichtleiter, ermöglicht diese LED – Lampe ein ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Behandlungsabläufen.


Drei verschiedene Härteprogramme, sowie individuelle Härtezeiten zwischen 5 - 50 Sekunden stehen zur Auswahl.

Kurze Polymerisationszeiten (1600mw/cm²)

Ein kraftvoller Li-ion Akku gewährleistet eine lange Einsatzdauer ohne „Memory-Effekt“.



Parameter der drei Härteprogramme



Im Lieferumfang enthalten:

- Handstück
- Lichtleiter
- Li-ion Akku
- Ladestation
- Ovale Lichtschildscheibe

Technische Daten:

- 5 Watt LED
- **1600mw/cm²**
- 430 – 490 nm
- Lichtleiter 8mm
- Akku Li-ion 2350 mAH
- Ladestation 230V 60Hz

Preis zzgl. MwSt. € 399.--