


LICHTTURBINE TIGER 500 TL

mit Multiflex - Anschluss



Titanummanteltes Kraftpaket

- Leistung: TL **22W** / ML **20W**
- Drehzahl: TL 350.000 U/Min
- Drehzahl: ML 400.000 U/Min
- Druckknopfspannzange
- 3 – Loch Spraykopf
- Keramische Kugellager
- Leichtgewicht: Nur **58gr.**



Auch mit Miniaturkopf - **Tiger 500 ML** - lieferbar

Preise: zzgl. MwSt.

Tiger 500 TL € 485.—

Tiger 500 ML € 485.—

Set - Preis: zzgl. MwSt.

1 Stk. Tiger 500 TL + 1 Stk. Tiger 500 ML € 900.—



Kupplung EZ mit Multiflex – Anschluss

Preise: zzgl. MwSt.

EZ – KL-X (**Xenon** – Licht) € 199.—

EZ – KL-L (**LED** - Licht) € 245.—

